## 機器を貸し出します (貸出機器が増えました)

県の難病相談支援センターでも「在宅難病患者等療養生活用機器貸出事業」として機器類の貸し出しがありますが、 長野県支部でも会員さんよりご寄付を頂きましたので、貴重な機器を有効活用させて頂きます。

- \*貸出対象者・・・会員 (会員でない方は入会頂ければと存じますがご相談ください)
- \*貸出期間・・・・2か月以内 (延長を希望される場合はご相談ください)
- \*貸し出し費用・・無料 (ただし、機器貸出時・返却時の送料はご負担いただきます)
- \*レビューを記入いただく場合があります。
- \*貸し出し申し込み先・返却先・・・長野県支部事務局(原山)026-263-6335

## 長野県支部貸出機器一覧

種類	機器名	イメージ	機器の概要	貸し出し内容
スイッチ類	ピエゾニューマチックセンサー スイッチ (パシフィックサプライ社製)	は電車サス人力映画 ピエゾニューマティック センサスイッチ PPSスイッチ でらに設置が容易になりました	空気圧、歪みセンサーを利 用し操作するスイッチ。 持続出力 (長押し) が必要 な操作には不向きです。 操作部位:額、頬、指等	コントロールボックス(2) ピエゾセンサー(4) ディップスポンジセンサー(1) AC アダプタ
コール類	パーソナルコール II・ 呼び鈴セット (テクノスジャパン社製)	8-7942-4-1 	1つのスイッチで、意思伝達装 置と呼び鈴を使い分ける ことが できる装置。(呼び鈴分岐装 置)	パーソナルコール本体 (2) ケーブル 2 種 AC アダプタ 電源ケーブル(2)
			パーソナルコールと接続し、病院/施設等でナースコール設備への報知が可能になる	ワイヤレスチャイム用受信器(1) ワイヤレスチャイム用送信器(1)
			パーソナルコールと接続し、離れた場所へのコールが可能になる	ナースコール用中継ボックス(1)
	分配コンセント BB-301WZ-2P/W6P-NC (株式会社ケアコム)		マットセンサーとナースコールの呼出を区別する	分配コンセント(1)
吸引器	ミニックWー II 高吸引圧/高流量 (新鋭工業株式会社)		喀痰吸引用 質量:約5.4kg 最大吸引圧力:-85kPa 排気流量:30L/min 吸引瓶容量:1400mL 消費電力:90VA	本体のみ(1) *吸引カテーテルは付いていません ので、ご準備ください。 * ホースは衛生上購入をお願いいたし ます。
	ミニックDC-2 3電源対応(AC電源・バッテ リー・シガーソケット) (新鋭工業株式会社)	1949 1949 1900 1900 1900 1900 1900 1900	喀痰吸引用 質量:約4,1kg 最大吸引圧力:-80kPa 排気流量:30L/min 吸引瓶容量:1400mL 消費電力:115VA	本体のみ(2) *吸引カテーテルは付いていません ので、ご準備ください。 * ホースは衛生上購入をお願いいたし ます。

ポータブル蓄電池	Anker PowerHouse II 800	Con County Count		本体(1) AC電源・シガーソケット・USB		
バッテリー	(旧型)人工呼吸器Toril ogy着脱式バッテリー			充電器とセットで貸し出し バッテリー100%(フル充電)で3時 間		
	<ul><li>(新型)人工呼吸器Toril</li><li>ogyEvo着脱式バッテリー</li><li>フィリップス</li></ul>			バッテリー100%(フル充電)で7時間半		
呼吸リハビリ機器	LICトレーナー	NCNPオリジナル 2022	この機器を使用し 神経難病患者さんの肺に 適切な陽圧をかける事で、 肺の柔軟性を維持・改善 人工呼吸器を使っている方も 人工呼吸器を使っていない方にも 実践できる優しい呼吸ケア	L I C トレーナー・マノメーター・ 直接コネクター・蘇生バック		
テキスト はじめての文字盤	DVDつき	以下の文字盤とセットでお貸しし、色々試せるようにします。				
透明文字盤	50音式文字盤	あかさたなはまやらわ(つ) いきしちにひみゆりを一 うくすつぬふむよるん? えけせてねへめ°れ〇 おこそとのほも゛ろ×	一般的な50音配列 文字上に目線を安定させる固視 点付きもあり	2種類		
	フリック式文字盤	いあえきかけしさせ お こ そ (つ) ちたてになね ひはへ みまめ と ゆ 。 りられ をわー **	①同一文字サイズ ②ブロック中心の文字を大きく したもの ③ブロックの中心の文字を大き くして固視点をつけて選びやす くしたもの	3種類		
指差し文字盤	段差や穴のある文字盤	6 1 から v まはなた が あ 7 2 を り ゆ み ひ に ら し き い 8 3 ル る よ む ふ ぬ つ す く う 9 4 ? れ ー め へ ね で せ け ス 9 5 ! ろ か も ほ の と そ こ あ 大丈夫 ありかとう	平面的な文字盤が指しずらい場合に使う	10		